

Tp53I11 ウサギポリクローナル抗体 - O14683

商品番号: CM0017246

前書き

ヒトTP53I11 (PIG11)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。p53シグナリングおよびアポトーシス研究のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53I11 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PIG11; TP53I11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9537
GeneID	9537
免疫原	組換えタンパク質；ヒトTP53I11 (NP_001245249.1) のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14683
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋