


Tpm3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P06753

商品番号: CM0017038



前書き

高品質なTPM3

ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍法、ELISAへの適用が適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のトロポミオシン α 3鎖を検出します。細胞骨格および筋肉生物学研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPM3 Rabbit pAb
別名	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl15; TPM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7170
GeneID	7170
免疫原	ヒトTPM3 (NP_689476.2) の1~285アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06753
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋