


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Traf4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Buz4

商品番号: CM0029536



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質なウサギ抗TRAF4ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性TRAF4を検出します。EGFRシグナル伝達、アポトーシス、および細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF4 Rabbit pAb
備考/別名	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9618
GeneID	9618
免疫原	ヒトTRAF4 (NP_004286.2) のアミノ酸251-470に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUZ4
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋