


Trail/Tnfsf10 ウサギMab - P50591

商品番号: CM0004811



前書き

ヒトTRAIL/TNFSF10に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを認識し、アポトーシスおよび癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRAIL/TNFSF10 ウサギmAb
別名	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8743
GeneID	8743
免疫原	ヒトTRAIL/TNFSF10 (NP_003801.1) のアミノ酸114～281番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50591
タンパク質分子量	12 kDa/33 kDa
輸送方法	保冷剤