


Trem1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q86Yw5

商品番号: CM0017971



前書き

ヒトTREML1（TLT-1、Triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein

1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性があり、自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TREML1 Rabbit pAb
別名	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dJ238O23.3; TREML1
対象種	ヒト
遺伝子ID	340205
免疫原	ヒトTREML1（NP_835468.1）のアミノ酸16-162番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q86YW5
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤