

Trim27 ウサギ Pab - P14373

商品番号: CM0024172

前書き

IHC-

PおよびELISAで検証されたTRIM27ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTRIM27を認識し、ユビキチン化、アポトーシス、自然免疫、およびオートファジーの経路に関する研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM27 Rabbit pAb
備考/別名	RFP; RNF76; TRIM27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5987
遺伝子ID	5987
免疫原	ヒトTRIM27 (NP_006501.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14373
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋