

Wb、If/Icc、Elisa用Trim47ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ld4

商品番号: CM0019883

前書き

ヒトTRIM47に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット由来の内在性TRIM47を検出します。ユビキチン経路およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRIM47ウサギpAb
備考／別名	GOA ; RNF100 ; TRIM47
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91107
GeneID	91107
免疫原	ヒトTRIM47 (NP_258411.2) のアミノ酸356〜530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96LD4
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ