


Wb、Elisa用 Trim5 ウサギ Pab - Q9C035

商品番号: CM0020938



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証された高品質のTRIM5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルに適しています。レトロウイルス制限研究のための内因性TRIM5（Q9C035）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM5 ウサギ pAb
備考/別名	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	85363
遺伝子ID	85363
免疫原	合成ペプチド：ヒトTRIM5（NP_149083.2）のアミノ酸100-200に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C035
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ