


Trim5 ウサギ Pab - Q9C035

商品番号: CM0021599



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのTRIM5ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性TRIM5を検出し、予測分子量は約56

kDaです。抗ウイルス自然免疫およびオートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIM5 ウサギ pAb
備考／別名	RNF88、TRIM5alpha、TRIM5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	85363
GeneID	85363
免疫原	合成ペプチド：ヒトTRIM5（NP_149083.2）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C035
タンパク質分子量	56kDa
輸送	保冷バッグ