


Trimethyl-Histone H3-K14 (Q16695 / P68431)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Elisa用）

商品番号: CM0000343



前書き

ヒストンH3（UniProt Q16695/P68431）のリジン14位トリメチル化修飾に特異的なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットで反応性を示し、幅広い種間交差反応性が予測されます。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋