


トリメチル化ヒストンH3-K27 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

Wb、Chip、Elisa対応

商品番号: CM0000367



前書き

ヒストンH3のリジン27のトリメチル化を認識するウサギポリクローナル抗体です (SWISS Q16695/P68431)。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ChIP-seq、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ、その他の種にも対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリメチル化ヒストンH3-K27 ウサギpAb
別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K27
由来生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1~100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用用途	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤