


エピジェネティクス研究用トリメチル-ヒストンH3-K36ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

商品番号: CM0000267



前書き

ヒトヒストンH3.1tおよびH3.1のリシン36トリメチル化を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ChIP、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、広範な種反応性を示します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	TriMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスバッグ