

Trimethyl-Histone H3-K4 (H3K4Me3) ウサギポリクローナル抗体 – Q16695/P68431 For Chip-Seq & Wb

商品番号: CM0000396



前書き

ヒストンH3（Q16695/P68431）のトリメチル化リシン4を認識するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ChIP-seq、ELISAで検証済み。エピジェネティックバイオマーカー研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒストンH3（NP_003520.1）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスバッグ