


Trimethyl-Histone H3-K4 (Q16695 / P68431)

ウサギモノクローナル抗体（エピジェネティクス研究およびChIP、Wb、Elisa用）

商品番号: CM0000312



前書き

ヒストンH3 (Q16695/P68431)

のリシン4トリメチル化を認識するウサギモノクローナル抗体。WB、DB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIPで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクス研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド；ヒストンH3 (NP_003520.1) のK4周辺の合成トリメチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ