


トリメチル化ヒストンH3-K4 ウサギモノクローナル抗体 - Q16695/P68431 - Wb, Ihc-P, If 抗体

商品番号: CM0000330



前書き

リジン4位のトリメチル化ヒストンH3 (H3K4me3) を認識するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性が予測されています。タンパク質分子量は15kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トリメチル化ヒストンH3-K4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; ヒストンH3; HIST1H3A; トリメチル化ヒストンH3-K4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK4周辺のトリメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送	氷袋