


Triメチル化ヒストンH3-K56 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)、Wb、If/Icc、Elisa、Chip-Seq対応

商品番号: CM0000296



前書き

ヒトH3.1/H3.1tのトリメチル化リジン56を認識する、
高特異的なTriメチル化ヒストンH3-
K56ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、E
LISA、ChIP-
seqで実証済みで、ヒト、マウス、ラットなどと交差
反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Triメチル化ヒストンH3-K56 ウサギpAb
備考・別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K56
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK56周辺の合成トリメチル化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送方法	保冷剤