


Trimethyl-Histone H3-K64 (Q16695/P68431) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, IHC-P, If/Icc, Elisa)

商品番号: CM0000298



前書き

TriMethyl-Histone H3-K64

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、IHC（パラフィン包埋）、IF/ICC、およびELISA用です。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種のヒストンH3のトリメチル化リシン64を認識すると予測されます。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H3-K64 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K64
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド、ヒト TriMethyl-Histone H3-K64 (NP_003520.1) の K56 周辺のトリメチル化合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスパック