


トリメチル-ヒストンH3-K79 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695 / P68431) For Wb, Chip, Epigenetics

商品番号: CM0000327



前書き

リジン79でトリメチル化されたヒストンH3 (H3K79me3)

に特異的なウサギポリクローナル抗体。WB、DB、IHC-

P、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究の重要なツールです。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	トリメチル-ヒストンH3-K79 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1)のK79周辺の合成トリメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	アイスバッグ