

Trimethyl-Histone H3 (K9) ウサギポリクローナル抗体 - Q16695/P68431 | Wb、Chip、Ihc、Elisa

商品番号: CM0000395



前書き

ヒストンH3のリジン9のトリメチル化を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体（Q16695/P68431）。複数種におけるウェスタンブロット、ChIP、免疫組織化学、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H3-K9 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH3のK9周辺の合成トリメチル化ペプチド (NP_003520.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	保冷バッグ