


Trimethyl-Histone H4-K20 ウサギモノクローナル抗体 (P62805) For Wb, IHC-P, IF/ICC

商品番号: CM0000315



前書き

TriMethyl-Histone H4-K20 ウサギ mAb (P62805)

は、WB、DB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのHistone

H4のリジン20のトリメチル化を検出します。この11 kDaの組換えモノクローナル抗体は、エピジェネティクスおよびクロマチン生物学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H4-K20 ウサギ mAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ