


Trimethyl-Histone H4-K20 ウサギポリクローナル抗体 (Wb/Ihc/If用) (P62805)

商品番号: CM0000257



前書き

CamelBioのTriMethyl-Histone H4-K20 ウサギpAb (P62805) は、WB、IHC-P、IF/ICC、DB、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットなどに特異的で、エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TriMethyl-Histone H4-K20 ウサギpAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド；ヒトヒストンH4のK20周辺のトリメチル化合成ペプチド (NP_003529.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質重量	11kDa
配送	アイスバッグ