

Triobp ポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - Q9H2D6

商品番号: CM0030334

前書き

TRIOBP

ポリクローナル抗体（ヒト・マウス反応性）は、WB
・IHC-

P・ELISAでの使用が検証済みです。アクチン細胞骨
格の構造維持および不動毛根糸の形成に必須な分子を
対象としており、診断・研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRIOBP ウサギ pAb
別名	TARA; TAP68; DFNB28; dJ37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11078
遺伝子ID	11078
免疫原	ヒトTRIOBP (NP_008963.3) のアミノ酸180～310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H2D6
タンパク質分子量	261kDa
輸送方法	保冷剤