

Trka ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04629

商品番号: CM0005670



前書き

WBおよびELISA用のウサギモノクローナルTrkA抗体です。ヒト、マウス、ラットのTrkA/NTRK1受容体チロシンキナーゼを検出します。神経栄養シグナル伝達および発癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkA Rabbit mAb
別名	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4914
GeneID	4914
免疫原	合成ペプチド ヒトTrkA (P04629) のアミノ酸697-796番内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P04629
タンパク質分子量	87kDa
配送方法	保冷剤