

Trka ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04629

商品番号: CM0020233



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの高親和性NGF受容体（TrkA）ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経科学および腫瘍学研究用途に最適です。UniProt: P04629。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkA Rabbit pAb
備考/別名	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4914
GeneID	4914
免疫原	ヒトTrkA (NP_002520.2) のアミノ酸1~280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷剤