


Trka ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04629

商品番号: CM0013346



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのTrkAウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。高親和性NGF受容体NTRK1を標的とし、神経生物学、腫瘍学研究ならびにIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkA Rabbit pAb
備考／別名	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
標的種	ヒト
遺伝子ID	4914
免疫原	ヒトTrkA (NP_002520.2) のアミノ酸700～796番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629
タンパク質分子量	87kDa
配送方法	保冷剤