


Trkb ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q16620

商品番号: CM0002624



前書き

ヒトTrkB（UniProt Q16620）を対象とした組換えウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。神経栄養因子シグナル伝達、分化、シナプス可塑性に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkB ウサギmAb
別名	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4915
GeneID	4915
免疫原	ヒトTrkB（NP_001018074.1）のアミノ酸32～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16620
タンパク質分子量	92kDa
発送方法	氷袋