

Trkb ウサギPab（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q16620

商品番号: CM0020768



前書き

TrkB ウサギpAbは、ヒトTrkB（aa 32-430）に対して作製されたポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経生物学および受容体シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TrkB ウサギpAb
別名	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4915
GeneID	4915
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16620
タンパク質分子量	92 kDa
発送方法	氷袋