


Wb、Elisa用Trmt112ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ui30

商品番号: CM0014873



前書き

ヒトTRMT112に対するウサギポリクローナル抗体。rRNA、tRNA、およびタンパク質のメチル化に関与する多機能メチルトランスフェラーゼサブユニットです。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRMT112 Rabbit pAb
備考/別名	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51504
GeneID	51504
免疫原	ヒトTRMT112 (NP_057488.1) のアミノ酸1〜125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI30
タンパク質分子量	14 kDa
輸送	アイスパック