


Trpv6 ウサギ Pab - Q9H1D0

商品番号: CM0015632



前書き

このTRPV6ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのTRPV6を検出します。TRPV6は、腸管におけるCa²⁺取り込みと恒常性維持に重要なカルシウム選択性チャネルです。WB、IHC-P、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRPV6 ウサギ pAb
備考／別名	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPTTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55503
GeneID	55503
免疫原	ヒトTRPV6 (NP_061116.5) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1D0
タンパク質分子量	87 kDa
輸送条件	保冷バッグ