

Trub1 ウサギ Pab - Q8Wwh5

商品番号: CM0022368



前書き

TRUB1 ウサギ

pAbは、ウェスタンブロット（WB）およびELISA用ポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのTRUB1（mRNAおよびtRNAのシュードウリジン化に関与するシュードウリジル酸合成酵素）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRUB1 ウサギ pAb
備考/別名	PUS4; TRUB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	142940
GeneID	142940
免疫原	ヒトTRUB1 (NP_631908.1) のアミノ酸100-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWH5
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋