


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Tsfmウサギモノクローナル抗体 - P43897

商品番号: CM0003934



前書き

ミトコンドリア伸長因子Tsを検出するためのTSFMウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSFM Rabbit mAb
別名	EFTS; EFTSMT; TSFM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10102
GeneID	10102
免疫原	合成ペプチド ヒトTSFM (P43897) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	P43897
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤