

Tsg101/Vps23 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99816

商品番号: CM0010778



前書き

TSG101（ESCRT-I複合体サブユニット）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。小胞輸送およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSG101/VPS23 ウサギmAb
備考／別名	TSG10; VPS23
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7251
GeneID	7251
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99816
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ