


WbおよびElisa用Tspan15ウサギPab - O95858

商品番号: CM0013763



前書き

Tetraspanin-

15 (TSPAN15) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。ADAM10の輸送、Notchシグナル伝達、細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPAN15ウサギpAb
備考／別名	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23555
免疫原	ヒトTSPAN15 (NP_036471.1) のアミノ酸110～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95858
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ