


Tsr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q2NL82

商品番号: CM0025899



前書き

ヒトTSR1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性TSR1を検出し、リボソーム生合成研究に不可欠なツールです。配送：アイスバッグ

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSR1 ウサギ pAb
備考／別名	TSR1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55720
免疫原	ヒトTSR1（NP_060598.3）のアミノ酸455～804に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q2NL82
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ