

Ttk ウサギポリクローナル抗体 - Ttk

商品番号: CM0019887

前書き

TTK

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトTTKタンパク質の組換え断片に対して作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示し、予想されるバンドサイズは96～97 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTK ウサギポリクローナル抗体
別名	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPSI; MPSIL1; TTK
対象種	ヒト
遺伝子ID	7272
免疫原	ヒトTTK (NP_003309.2) のアミノ酸536～789番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	96kDa/97kDa
輸送方法	保冷剤