

Tusc2 ウサギ Pab - O75896

商品番号: CM0030646

前書き

腫瘍抑制候補2（FUS1）タンパク質を標的とするTUSC2ウサギポリクローナル抗体（pAb）です。ウェスタンブロッティング、免疫組織化学、ELISAの用途に適しており、ヒト、マウス、ラットの種に対して交差反応性を示します。癌生物学研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUSC2 ウサギ pAb
備考/別名	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11334
GeneID	11334
免疫原	ヒトTUSC2（NP_009206.1）のアミノ酸1～110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75896
タンパク質分子量	12kDa
配送	保冷剤