

Twist2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Wvj9

商品番号: CM0027582

前書き

ヒトTWIST2 (bHLHa39, Dermo-1)
に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写制御、骨形成、炎症応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TWIST2 ウサギ pAb
備考/別名	AMS; FFDD3; BBRSAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	117581
免疫原	合成ペプチド: ヒトTWIST2 (NP_476527.1) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8WVJ9
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ