

Tyro3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q06418

商品番号: CM0017384



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証済みのTyro3ウサギポリクローナル抗体です。ヒトTyro3を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。研究用途において、Tyro3を介したシグナル伝達、神経保護、ウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tyro3 Rabbit pAb
備考／別名	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7301
遺伝子ID	7301
免疫原	ヒトTyro3 (NP_006284.2) のアミノ酸290～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q06418
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤