

Ube2D1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P51668

商品番号: CM0024097



前書き

UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5)

ターゲットのウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を認識します。ユビキチン結合およびタンパク質分解経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2D1 Rabbit pAb
備考/別名	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KBI; UBE2D1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7321
遺伝子ID	7321
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUBE2D1 (NP_003329.1) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51668
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋