


Ube2F ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q969M7

商品番号: CM0025491



前書き

UBE2F（NEDD8結合酵素2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ネグジル化およびカリン修飾経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2F ウサギ pAb
備考/別名	NCE2; UBE2F
種	ヒト
GeneID	140739
免疫原	ヒトUBE2F（NP_542409.1）のアミノ酸1-185に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969M7
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスパック