

Wb、Ihc-P、Elisa用Ube2Iウサギモノクローナル抗体 - P63279

商品番号: CM0008970



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAに対応する信頼性の高いUBE2I（UBC9）ウサギモノクローナル抗体。SUMO結合酵素UBC9を検出し、ヒト、マウス、ラットに反応します。UBC9は、SUMO化、核構造、染色体分離の重要な制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2IウサギmAb
備考/別名	P18 ; UBC9 ; C358B7.1 ; UBE2I
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7329
GeneID	7329
免疫原	ヒトUBE2I（P63279）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63279
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷剤