


Wb用Ube2IウサギPab - P63279

商品番号: CM0020692



前書き

UBE2I (UBC9) に対するこのウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。高い特異性でSUMO化および染色体分離の研究にご活用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2IウサギpAb
備考／別名	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7329
GeneID	7329
免疫原	ヒトUBE2I (NP_003336.1) のアミノ酸1〜158に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63279
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ