


Ube2W ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q96B02

商品番号: CM0022764



前書き

このUBE2Wウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのUBE2W (UBC-16)を検出します。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。UBE2Wは、N末端モノユビキチン化およびDNA修復に関与するE2ユビキチン結合酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2W ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	UBC16; UBC-16; UBE2W
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55284
GeneID	55284
免疫原	ヒトUBE2Wのアミノ酸40-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001001481.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96B02
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスパック