


Ube3A ウサギ Pab - Q05086

商品番号: CM0024656



前書き

UBE3A ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、101 kDaのバンドを検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン化、概日リズム、シナプス可塑性、ウイルス発癌の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE3A ウサギ pAb
別名	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7337
免疫原	ヒトUBE3A (NP_570853.1) のアミノ酸300-590に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05086
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	保冷剤