


Ube4A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14139

商品番号: CM0028377



前書き

ヒトUBE4A（ユビキチン結合因子E4 A）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE4A Rabbit pAb
別名	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9354
遺伝子ID	9354
免疫原	ヒトUBE4A (NP_001191006.1) のアミノ酸797～1066番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14139
タンパク質分子量	123kDa
発送方法	保冷剤