

ユビキチン ウサギ Pab - P0Cg47

商品番号: CM0015192



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用のユビキチンウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのユビキチンと反応します。プロテアソーム分解、DNA修復、シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ユビキチン ウサギ pAb
備考／別名	HEL-S-50 ; ユビキチン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7314
GeneID	7314
免疫原	ヒトユビキチン (NP_061828.1) のアミノ酸1~228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0CG47
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ