

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用ユビキチンウサギポリクローナル抗体 - P0Cg47

商品番号: CM0022900



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適した高品質なユビキチンウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種のユビキチンを検出します。タンパク質分解および細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ubiquitin Rabbit pAb
備考/別名	HEL-S-50; Ubiquitin
GeneID (ヒト)	7314
GeneID	7314
免疫原	ヒトユビキチン (NP_061828.1) のアミノ酸1-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲な反応性が予測されます)
SWISS	P0CG47
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋