


ユビキチル化ヒストンH2A-K119 (P04908/P0C0S8)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）

商品番号: CM0000075



前書き

リジン119（UniProt P04908/P0C0S8）でユビキチン化されたヒストンH2Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、広範な種反応性（ヒト、マウス、ラット、および予測されるその他）を持ちます。IVD開発におけるエピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Ubiquityl-Histone H2A-K119 Rabbit pAb
備考/別名	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histone H2A-K119
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2A
GeneID	3012/8329
免疫原	合成ペプチド：ヒトHIST1H2AB (NP_734466.1) のK119周辺の合成ユビキチン化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P04908/P0C0S8
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック