

Ucp3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P55916

商品番号: CM0019577

前書き

ヒトUCP3に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ミトコンドリア代謝および脱共役作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	UCP3 Rabbit pAb
別名	SLC25A9; UCP3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7352
遺伝子ID	7352
免疫原	ヒトUCP3 (NP_073714.1) のアミノ酸20～119番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P55916
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	氷袋梱包