


Ufd1L ウサギモノクローナル抗体 - Q92890

商品番号: CM0003826



前書き

UFD1L（ERADにおけるユビキチン認識因子）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFD1L ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	UFD1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7353
遺伝子ID	7353
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92890
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ